

ライフチェック 定量用尿コントロール ノーマル(1)・アブノーマル(2)

(商品コード:ノーマル(1) 486-02361/アブノーマル(2) 483-02371)

	Quantitative Urine Lot.No.	Control 1 (Lot.63511)	Control 2 (Lot.63512)		
項目	測定試薬	参考値	参考値	単位	測定法
尿TP	マイクロTP-AR(識別記号:2)	16.8~23.8	57.1~65.3	mg/dL	ヒコロール法(測定装置名:QUICK RUN)

使用期間	2024/11/30
------	------------