

コントロール血清Ⅱワコー/BR

code 462-26301

(Lot No. AM043) <注>各成分の測定値は、本ロットのみに有効です。使用時ラベルのLot. No. と照合の上使用して下さい。

測定値

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ALP	923 U/L *1	27.3	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALP・J2
	413 U/L *2	12.9	IFCC対応法	Lタイプワコー ALP IFCC
AMY	569 U/L *1	14.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー アミラーゼ
	572 U/L *3	14.4	BG5P 基質法	
	436 U/L *1	10.7	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AMY・IF
ChE	123 U/L *1	3.9	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ChE・J
CK	446 U/L *1	18.0	JSCC標準化対応	Lタイプワコー CK
AST	199 U/L *1	6.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AST・J2
ALT	103 U/L *1	3.0	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALT・J2
γ-GT	170 U/L *1	4.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー γ-GT・J
LAP	36 U/L *	1.8	L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	Lタイプワコー LAP
LD	374 U/L *1	12.2	JSCC標準化対応	Lタイプワコー LD・J
	374 U/L *2	12.3	IFCC対応法	Lタイプワコー LD・IF
総コレステロール	107 mg/dL	2.7	コレステロールオキシダーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CHO・M
遊離コレステロール	21 mg/dL	0.6	コレステロールオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー 遊離コレステロール
遊離脂肪酸	0.62 mEq/L	0.020	ACS・ACOD法	自動分析装置用試薬-HR NEFA-HR(Ⅱ) HAテストワコー NEFA-HAテストワコー(Ⅱ)
リン脂質	130 mg/dL	3.7	コリンオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー リン脂質
トリグリセライド	88 mg/dL	2.4	酵素法・グリセリン消去法	Lタイプワコー TG・M

*それぞれの指示物質を用いて実測したFactorより算出した測定値

*1 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: JSCC標準化対応

*2 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: IFCC対応法

*3 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: BG5P 基質法

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
アルブミン	2.7 g/dL	0.12	BCP 改良法	Lタイプワコー ALB-BCP (2)
	2.8 g/dL	0.13	BCG 法	自動分析装置用試薬-HRⅡ アルブミン-HRⅡ HAテストワコー アルブミンⅡ-HAテストワコー
総ビリルビン	4.5 mg/dL	0.24	パナジン酸化法	総ビリルビンE-HRワコー 総ビリルビンE-HAテストワコー
クレアチニン	5.87 mg/dL	0.107	クレアチナーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CRE・M
総蛋白	4.1 g/dL	0.09	ビウレット法	Lタイプワコー TP
	4.3 g/dL	0.12	ビウレット法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 総蛋白-HRⅡ HAテストワコー 総蛋白Ⅱ-HAテストワコー
尿素窒素	46.0 mg/dL	1.02	ウレアーゼ・GIDH法、アンモニア消去法	Lタイプワコー UN・V Lタイプワコー UN2
	49.7 mg/dL	1.09	ウレアーゼ・GIDH法	Lタイプワコー UN
尿酸	10.0 mg/dL	0.21	ウリカーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー UA・M
カルシウム	12.6 mg/dL	0.36	酵素法	Lタイプワコー Ca
	12.5 mg/dL	0.35	MXB法	自動分析装置用試薬-HR カルシウムE-HR カルシウムE-HAテストワコー
	12.5 mg/dL	0.34	OCPC法	自動分析装置用試薬-HRⅡ カルシウム-HRⅡ
鉄	80 μg/dL	2.6	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー Fe・N
UIBC	133 μg/dL	5.6	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー UIBC
マグネシウム	4.7 mg/dL	0.17	酵素法	Lタイプワコー Mg・N
	4.7 mg/dL	0.16	キシリジルブルー法	自動分析装置用試薬-HRⅡ マグネシウム-HRⅡ
無機リン	6.9 mg/dL	0.15	PNP・XDH法	Lタイプワコー 無機リン
	7.0 mg/dL	0.19	モリブデン酸直接法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 無機リン-HRⅡ
グルコース	293 mg/dL	6.7	ヘキシナーゼ・G-6-PDH 法	Lタイプワコー Glu2

富士フイルム和光純薬株式会社

コントロール血清Ⅱワコー/BR

code 462-26301

(Lot No. AM043)

参考値

成分名	測定値		標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ナトリウム	128	mmol/L	2.2	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
カリウム	6.2	mmol/L	0.11	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
クロライド	86	mmol/L	2.2	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
リパーゼ	92	U/L	4.0	1,2-ジグリセリド基質・TOOS法	リパーゼ カラーオートテストワコー