

# ライフチェック 定量用尿コントロール ノーマル(1)・アブノーマル(2)

参考資料

(商品コード:ノーマル(1) 486-02361/アブノーマル(2) 483-02371)

	Quantitative Urine Lot.No.	Control 1 (Lot.63521)	Control 2 (Lot.63522)		
項目	測定試薬	参考値	参考値	単位	測定法
尿TP	マイクロTP-AR(識別記号:2)	17.1~21.9	56.5~65.5	mg/dL	ヒコパロールレット法(測定装置名:H-7180)

使用期間	2025/5/31
------	-----------