

脂質コントロール血清セット

	Lot.No.	KF817					
項目	品名	脂質コントロール血清 1 参考値		脂質コントロール血清 2 参考値		単位	測定法
HDL-C	メタボリードHDL-C	42	± 4.2	57	± 5.7	mg/dL	選択的抑制法
LDL-C	メタボリードLDL-C	90	± 9.0	121	± 12.1	mg/dL	選択的可溶化法

使用期限	2026.11.30
------	------------

<注> 試料マトリックスの影響により、使用試薬や測定機種によっては反応性の違いを生じる可能性があるため、
 本参考値は目安としてご使用下さい。
 本参考値は予告なく変更する場合があります。