

液状コントロール血清Ⅱワコー C&C

code 468-14791

(Lot No. 25362) <注>各成分の測定値は、本ロットのみに有効です。使用時ラベルのLot. No. と照合の上使用して下さい。

測定値

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
アルカリ性ホスファターゼ	495 U/L *1	10.6	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALP・J2
	199 U/L *2	5.6	IFCC対応法	Lタイプワコー ALP IFCC
アミラーゼ	477 U/L *1	11.6	JSCC標準化対応	Lタイプワコー アミラーゼ
	480 U/L *3	11.8	BG5P 基質法	
	535 U/L *1	13.3	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AMY・IF
コリンエステラーゼ	331 U/L *1	9.3	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ChE・J
CK	499 U/L *1	13.6	JSCC標準化対応	Lタイプワコー CK
AST	188 U/L *1	5.7	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AST・J2
ALT	161 U/L *1	4.1	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALT・J2
γ-GT	177 U/L *1	6.9	JSCC標準化対応	Lタイプワコー γ-GT・J
LAP	102 U/L *	2.2	L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	Lタイプワコー LAP
LD	329 U/L *1	10.2	JSCC標準化対応	Lタイプワコー LD・J
	332 U/L *2	10.6	IFCC対応法	Lタイプワコー LD・IF
総コレステロール	275 mg/dL	9.7	コレステロールオキシダーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CHO・M
遊離コレステロール	62 mg/dL	2.3	コレステロールオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー 遊離コレステロール
遊離脂肪酸	1.30 mEq/L	0.036	ACS・ACOD法	自動分析装置用試薬-HR NEFA-HR(Ⅱ) HAテストワコー NEFA-HAテストワコー(Ⅱ)
リン脂質	347 mg/dL	7.7	コリンオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー リン脂質
トリグリセライド	204 mg/dL	4.4	酵素法・グリセリン消去法	Lタイプワコー TG・M

* それぞれの指示物質を用いて実測したFactor より算出した測定値

* 1 使用キャリブレーター:酵素キャリブレーター 表示値: JSCC標準化対応

* 2 使用キャリブレーター:酵素キャリブレーター 表示値: IFCC対応法

* 3 使用キャリブレーター:酵素キャリブレーター 表示値: BG5P 基質法

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
アルブミン	4.7 g/dL	0.15	BCP 改良法	Lタイプワコー ALB-BCP (2)
	5.0 g/dL	0.14	BCG 法	自動分析装置用試薬-HRⅡ アルブミン-HRⅡ HAテストワコー アルブミンⅡ-HAテストワコー
総ビリルビン	4.6 mg/dL	0.13	パナジン酸酸化法	総ビリルビンE-HRワコー 総ビリルビンE-HAテストワコー
クレアチニン	7.42 mg/dL	0.140	クレアチナーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CRE・M
総蛋白	8.0 g/dL	0.16	ビウレット法	Lタイプワコー TP
	8.0 g/dL	0.16	ビウレット法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 総蛋白-HRⅡ HAテストワコー 総蛋白Ⅱ-HAテストワコー
尿素窒素	78.6 mg/dL	2.68	ウレアーゼ・GIDH法、アンモニア消去法	Lタイプワコー UN・V Lタイプワコー UN2
	79.1 mg/dL	2.53	ウレアーゼ・GIDH法	Lタイプワコー UN
尿酸	10.6 mg/dL	0.19	ウリカーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー UA・M
カルシウム	11.8 mg/dL	0.33	酵素法	Lタイプワコー Ca
	11.5 mg/dL	0.32	MXB法	自動分析装置用試薬-HR カルシウムE-HR カルシウムE-HAテストワコー
	11.4 mg/dL	0.29	OCPC法	自動分析装置用試薬-HRⅡ カルシウム-HRⅡ
鉄	191 μg/dL	5.5	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー Fe・N
UIBC	190 μg/dL	7.0	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー UIBC
マグネシウム	4.3 mg/dL	0.12	酵素法	Lタイプワコー Mg・N
	4.3 mg/dL	0.14	キシリジルブルー法	自動分析装置用試薬-HRⅡ マグネシウム-HRⅡ
無機リン	6.9 mg/dL	0.19	PNP・XDH法	Lタイプワコー 無機リン
	6.7 mg/dL	0.20	モリブデン酸直接法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 無機リン-HRⅡ
グルコース	201 mg/dL	6.4	ヘキシナーゼ・G-6-PDH 法	Lタイプワコー Glu2

成分名	測定値	測定法	測定試薬
CRP	1.89 ± 0.18 mg/dL	ラテックス比濁法	LTオートワコー CRP-HSⅡ

富士フイルム和光純薬株式会社

液状コントロール血清Ⅱワコー C&C

code 468-14791

(Lot No. 25362)

参考値

成分名	測定値		標準偏差(SD)	測定法	測定試薬
ナトリウム	155	mmol/L	2.5	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
カリウム	6.6	mmol/L	0.12	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
クロライド	112	mmol/L	3.8	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
リパーゼ	28	U/L	1.2	1,2-ジグリセリド基質・TOOS法	リパーゼ カラーオートテストワコー