

コントロール血清Ⅱワコー/BR

code 462-26301

(Lot No. DM140) <注>各成分の測定値は、本ロットのみに有効です。使用時ラベルのLot. No. と照合の上使用して下さい。

測定値

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ALP	887 U/L *1	26.2	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALP・J2
	419 U/L *2	13.1	IFCC対応法	Lタイプワコー ALP IFCC
AMY	787 U/L *1	20.5	JSCC標準化対応	Lタイプワコー アミラーゼ
	789 U/L *3	19.9	BG5P 基質法	
	679 U/L *1	16.6	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AMY・IF
ChE	151 U/L *1	4.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ChE・J
CK	439 U/L *1	17.7	JSCC標準化対応	Lタイプワコー CK
AST	200 U/L *1	6.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AST・J2
ALT	101 U/L *1	2.9	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALT・J2
γ-GT	164 U/L *1	4.6	JSCC標準化対応	Lタイプワコー γ-GT・J
LAP	33 U/L *	1.7	L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	Lタイプワコー LAP
LD	379 U/L *1	12.4	JSCC標準化対応	Lタイプワコー LD・J
	378 U/L *2	12.4	IFCC対応法	Lタイプワコー LD・IF
総コレステロール	102 mg/dL	2.6	コレステロールオキシダーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CHO・M
遊離コレステロール	21 mg/dL	0.6	コレステロールオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー 遊離コレステロール
遊離脂肪酸	0.83 mEq/L	0.027	ACS・ACOD法	自動分析装置用試薬-HR NEFA-HR (Ⅱ) HAテストワコー NEFA-HAテストワコー (Ⅱ)
リン脂質	124 mg/dL	3.5	コリンオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー リン脂質
トリグリセライド	80 mg/dL	2.2	酵素法・グリセリン消去法	Lタイプワコー TG・M

*それぞれの指示物質を用いて実測したFactorより算出した測定値

*1 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: JSCC標準化対応

*2 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: IFCC対応法

*3 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: BG5P 基質法

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
アルブミン	2.7 g/dL	0.12	BCP 改良法	Lタイプワコー ALB-BCP (2)
	2.8 g/dL	0.13	BCG 法	自動分析装置用試薬-HRⅡ アルブミン-HRⅡ HAテストワコー アルブミンⅡ-HAテストワコー
総ビリルビン	4.2 mg/dL	0.22	バナジン酸酸化法	総ビリルビンE-HRワコー 総ビリルビンE-HAテストワコー
クレアチニン	5.66 mg/dL	0.103	クレアチナーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CRE・M
総蛋白	4.1 g/dL	0.09	ビウレット法	Lタイプワコー TP
	4.3 g/dL	0.12	ビウレット法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 総蛋白-HRⅡ HAテストワコー 総蛋白Ⅱ-HAテストワコー
尿素窒素	44.6 mg/dL	0.99	ウレアーゼ・GIDH法、アンモニア消去法	Lタイプワコー UN・V Lタイプワコー UN2
	50.3 mg/dL	1.10	ウレアーゼ・GIDH法	Lタイプワコー UN
尿酸	9.6 mg/dL	0.20	ウリカーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー UA・M
カルシウム	12.4 mg/dL	0.35	酵素法	Lタイプワコー Ca
	12.3 mg/dL	0.34	MXB法	自動分析装置用試薬-HR カルシウムE-HR カルシウムE-HAテストワコー
	12.3 mg/dL	0.33	OCPC法	自動分析装置用試薬-HRⅡ カルシウム-HRⅡ
鉄	81 μg/dL	2.6	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー Fe・N
UIBC	136 μg/dL	5.7	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー UIBC
マグネシウム	4.8 mg/dL	0.18	酵素法	Lタイプワコー Mg・N
	4.7 mg/dL	0.16	キシリジルブルー法	自動分析装置用試薬-HRⅡ マグネシウム-HRⅡ
無機リン	7.0 mg/dL	0.15	PNP・XDH法	Lタイプワコー 無機リン
	7.0 mg/dL	0.19	モリブデン酸直接法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 無機リン-HRⅡ
グルコース	272 mg/dL	6.2	ヘキソキナーゼ・G-6-PDH 法	Lタイプワコー Glu2

富士フイルム和光純薬株式会社

コントロール血清Ⅱワコー/BR

code 462-26301

(Lot No. DM140)

参考値

成分名	測定値		標準偏差(SD)	測定法	測定試薬
ナトリウム	128	mmol/L	2.2	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
カリウム	6.3	mmol/L	0.11	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
クロライド	88	mmol/L	2.3	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
リパーゼ	92	U/L	4.0	1,2-ジグリセリド基質・TOOS法	リパーゼ カラーオートテストワコー