

コントロール血清 I ワコー/BR

code 466-26201

(Lot No. DM139) <注>各成分の測定値は、本ロットのみに有効です。使用時ラベルのLot. No. と照合の上使用して下さい。

測定値

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ALP	234 U/L *1	10.4	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALP・J2
	102 U/L *2	3.3	IFCC対応法	Lタイプワコー ALP IFCC
AMY	82 U/L *1	3.0	JSCC標準化対応	Lタイプワコー アミラーゼ
	82 U/L *3	2.7	BG5P 基質法	
	80 U/L *1	2.3	JSCC標準化対応	
ChE	268 U/L *1	8.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ChE・J
CK	131 U/L *1	5.9	JSCC標準化対応	Lタイプワコー CK
AST	42 U/L *1	1.8	JSCC標準化対応	Lタイプワコー AST・J2
ALT	28 U/L *1	1.5	JSCC標準化対応	Lタイプワコー ALT・J2
γ-GT	37 U/L *1	1.7	JSCC標準化対応	Lタイプワコー γ-GT・J
LAP	45 U/L *	2.1	L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	Lタイプワコー LAP
LD	171 U/L *1	6.6	JSCC標準化対応	Lタイプワコー LD・J
	173 U/L *2	6.9	IFCC対応法	Lタイプワコー LD・IF
総コレステロール	236 mg/dL	6.0	コレステロールオキシダーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CHO・M
遊離コレステロール	48 mg/dL	1.8	コレステロールオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー 遊離コレステロール
遊離脂肪酸	0.71 mEq/L	0.024	ACS・ACOD法	自動分析装置用試薬-HR NEFA-HR (Ⅱ) HAテストワコー NEFA-HAテストワコー (Ⅱ)
リン脂質	285 mg/dL	8.4	コリンオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー リン脂質
トリグリセリド	155 mg/dL	5.5	酵素法・グリセリン消去法	Lタイプワコー TG・M

*それぞれの指示物質を用いて実測したFactorより算出した測定値

*1 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: JSCC標準化対応

*2 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: IFCC対応法

*3 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: BG5P 基質法

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
アルブミン	3.9 g/dL	0.16	BCP 改良法	Lタイプワコー ALB-BCP (2)
	4.1 g/dL	0.17	BCG 法	自動分析装置用試薬-HRⅡ アルブミン-HRⅡ HAテストワコー アルブミンⅡ-HAテストワコー
総ビリルビン	1.1 mg/dL	0.11	バナジン酸酸化法	総ビリルビンE-HRワコー 総ビリルビンE-HAテストワコー
クレアチニン	0.65 mg/dL	0.025	クレアチナーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CRE・M
総蛋白	6.3 g/dL	0.15	ビウレット法	Lタイプワコー TP
	6.3 g/dL	0.14	ビウレット法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 総蛋白-HRⅡ HAテストワコー 総蛋白Ⅱ-HAテストワコー
尿素窒素	15.1 mg/dL	0.56	ウレアーゼ・GIDH法、アンモニア消去法	Lタイプワコー UN・V Lタイプワコー UN2
	16.9 mg/dL	0.61	ウレアーゼ・GIDH法	Lタイプワコー UN
尿酸	4.6 mg/dL	0.14	ウリカーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー UA・M
カルシウム	9.5 mg/dL	0.32	酵素法	Lタイプワコー Ca
	9.2 mg/dL	0.31	MXB法	自動分析装置用試薬-HR カルシウムE-HR カルシウムE-HAテストワコー
	8.7 mg/dL	0.27	OCPC法	自動分析装置用試薬-HRⅡ カルシウム-HRⅡ
鉄	251 μg/dL	6.9	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー Fe・N
UIBC	53 μg/dL	2.0	パソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー UIBC
マグネシウム	2.1 mg/dL	0.08	酵素法	Lタイプワコー Mg・N
	2.2 mg/dL	0.08	キシリジルブルー法	自動分析装置用試薬-HRⅡ マグネシウム-HRⅡ
無機リン	3.2 mg/dL	0.12	PNP・XDH法	Lタイプワコー 無機リン
	3.2 mg/dL	0.13	モリブデン酸直接法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 無機リン-HRⅡ
グルコース	76 mg/dL	2.8	ヘキソキナーゼ・G-6-PDH 法	Lタイプワコー Glu2

富士フイルム和光純薬株式会社

コントロール血清 I ワコー/BR

code 466-26201

(Lot No. DM139)

参考値

成分名	測定値		標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ナトリウム	147	mmol/L	2.0	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
カリウム	3.8	mmol/L	0.08	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
クロライド	107	mmol/L	2.8	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
リパーゼ	56	U/L	2.4	1,2-ジグリセリド基質・TOOS法	リパーゼ カラーオートテストワコー