

コントロール血清Ⅱワコー/BR

code 462-26301

(Lot No. DP966) <注>各成分の測定値は、本ロットのみに有効です。使用時ラベルのLot. No. と照合の上使用して下さい。

測定値

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ALP	882 U/L *1	26.0	JSCO標準化対応	Lタイプワコー ALP・J2
	421 U/L *2	13.2	IFCC対応法	Lタイプワコー ALP IFCC
AMY	551 U/L *1	14.4	JSCO標準化対応	Lタイプワコー アミラーゼ
	551 U/L *3	13.9	BG5P 基質法	
	415 U/L *1	10.2	JSCO標準化対応	Lタイプワコー AMY・IF
ChE	186 U/L *1	5.8	JSCO標準化対応	Lタイプワコー ChE・J
CK	459 U/L *1	18.5	JSCO標準化対応	Lタイプワコー CK
AST	188 U/L *1	6.4	JSCO標準化対応	Lタイプワコー AST・J2
ALT	94 U/L *1	2.8	JSCO標準化対応	Lタイプワコー ALT・J2
γ-GT	167 U/L *1	4.8	JSCO標準化対応	Lタイプワコー γ-GT・J
LAP	29 U/L *	1.5	L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法	Lタイプワコー LAP
LD	385 U/L *1	12.5	JSCO標準化対応	Lタイプワコー LD・J
	386 U/L *2	12.7	IFCC対応法	Lタイプワコー LD・IF
総コレステロール	110 mg/dL	2.8	コレステロールオキシダーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CHO・M
遊離コレステロール	24 mg/dL	0.6	コレステロールオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー 遊離コレステロール
遊離脂肪酸	0.41 mEq/L	0.013	ACS・ACOD法	自動分析装置用試薬-HR NEFA-HR(Ⅱ) HAテストワコー NEFA-HAテストワコー(Ⅱ)
リン脂質	136 mg/dL	3.8	コリンオキシダーゼ・DAOS法	Lタイプワコー リン脂質
トリグリセライド	94 mg/dL	2.6	酵素法・グリセリン消去法	Lタイプワコー TG・M

*それぞれの指示物質を用いて実測したFactorより算出した測定値

*1 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: JSCO標準化対応

*2 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: IFCC対応法

*3 使用キャリブレーター: 酵素キャリブレーター 表示値: BG5P 基質法

成分名	測定値	標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
アルブミン	2.8 g/dL	0.12	BCP 改良法	Lタイプワコー ALB-BCP (2)
	2.9 g/dL	0.13	BCG 法	自動分析装置用試薬-HRⅡ アルブミン-HRⅡ HAテストワコー アルブミンⅡ-HAテストワコー
総ビリルビン	4.2 mg/dL	0.22	パナジン酸酸化法	総ビリルビンE-HRワコー 総ビリルビンE-HAテストワコー
クレアチニン	5.60 mg/dL	0.102	クレアチナーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー CRE・M
総蛋白	4.2 g/dL	0.09	ビウレット法	Lタイプワコー TP
	4.4 g/dL	0.12	ビウレット法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 総蛋白-HRⅡ HAテストワコー 総蛋白Ⅱ-HAテストワコー
尿素窒素	45.9 mg/dL	1.01	ウレアーゼ・GIDH法、アンモニア消去法	Lタイプワコー UN・V Lタイプワコー UN2
	49.5 mg/dL	1.09	ウレアーゼ・GIDH法	Lタイプワコー UN
尿酸	9.5 mg/dL	0.20	ウリカーゼ・HMMPS法	Lタイプワコー UA・M
カルシウム	12.1 mg/dL	0.35	酵素法	Lタイプワコー Ca
	12.0 mg/dL	0.34	MXB法	自動分析装置用試薬-HR カルシウムE-HR カルシウムE-HAテストワコー
	11.9 mg/dL	0.33	OCPC法	自動分析装置用試薬-HRⅡ カルシウム-HRⅡ
鉄	71 μg/dL	2.3	バソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー Fe・N
UIBC	148 μg/dL	6.2	バソフェナントロリン直接法	Lタイプワコー UIBC
マグネシウム	4.5 mg/dL	0.17	酵素法	Lタイプワコー Mg・N
	4.5 mg/dL	0.15	キシリジルブルー法	自動分析装置用試薬-HRⅡ マグネシウム-HRⅡ
無機リン	7.6 mg/dL	0.17	PNP・XDH法	Lタイプワコー 無機リン
	7.6 mg/dL	0.21	モリブデン酸直接法	自動分析装置用試薬-HRⅡ 無機リン-HRⅡ
グルコース	277 mg/dL	6.3	ヘキソキナーゼ・G-6-PDH 法	Lタイプワコー Glu2

富士フイルム和光純薬株式会社

コントロール血清Ⅱワコー/BR

code 462-26301

(Lot No. DP966)

参考値

成分名	測定値		標準偏差 (SD)	測定法	測定試薬
ナトリウム	129	mmol/L	2.3	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
カリウム	6.0	mmol/L	0.12	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
クロライド	86	mmol/L	2.1	イオン選択電極法	イオン電極用試薬
リパーゼ	82	U/L	3.6	1,2-ジグリセリド基質・TOOS法	リパーゼ カラーオートテストワコー