

ライフチェック 腫瘍マーカープラスコントロール レベル1・2・3

(商品コード:レベル1 485-02951/レベル2 482-02961/レベル3 489-02971)

参考資料

	TumorMarkerPlusControl Lot.No.	Level 1 (Lot.74661)	Level 2 (Lot.74652)	Level 3 (Lot.74663)		
項目	測定試薬	参考値	参考値	参考値	単位	測定装置
β 2m	LTオートワーク β 2m	1.30 (1.17~1.43)	3.98 (3.58~4.38)	6.81 (6.12~7.50)	mg/L	H-7180

有効期限	2027/7/31 (Lot.74661, 74663)
	2026/10/31 (Lot.74652)