

富士フイルム和光純薬株式会社  
Wako Webセミナー抗微生物薬適正使用を推進するためのカギとは  
～(1→3)-β-Dグルカン測定を含めて～

公開日程 (オンデマンド配信)

2025年 3月 1日 (土) 9:00 ~  
5月 31日 (土) 24:00

※ご参加には会員登録および視聴申し込みが必要です。

講師

山本 善裕 先生 富山大学学術研究部医学系 感染症学講座 教授

## 講演要旨 (講演時間：約30分)

抗微生物薬適正使用を推進していくためには、各施設における抗菌薬適正使用支援チーム (AST : Antimicrobial Stewardship Team) の活動が重要である。そのAST活動の成熟をサポートする武器は「的確な微生物検査」であり、Diagnostic Stewardshipとも呼ばれている。微生物検査には、①塗抹培養、②バイオマーカー、③迅速抗原(POCT)、④質量分析、⑤遺伝子診断などがある。本講演では②における(1→3)-β-D-グルカン測定の意義を含めて概説していく。

## ▽お申し込みフォーム

<https://diagnostic-wako.fujifilm.com/webinar/-lal6.html>スマートフォンを  
ご利用の方はこちら※会員登録済み (過去に弊社Webセミナーへ  
申し込まれた) 方は、お申し込みページ内の  
『既に登録済みの方はこちら』をクリックし、  
ログイン後に視聴申し込みを実施ください。

【お問い合わせ先】

富士フイルム和光純薬株式会社 臨床検査薬 カスタマーサポートセンター TEL:03-3270-9134